

Οδηγίες μεταφοράς της εφαρμογής iStation|PhysioWorks & των Δεδομένων σας σε άλλο υπολογιστή

Έκδοση 3.2 – 4^η Μαρτίου 2019

Για να μεταφέρετε την εφαρμογή iStation|PhysioWorks 3.2GR μαζί με τα δεδομένα σας σε καινούριο υπολογιστή θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

1. Τον παλαιό υπολογιστή με το σκληρό δίσκο ο οποίος περιέχει το φάκελο (iStation3.2GR001) που περιέχει την εφαρμογή αλλά ΚΑΙ τα δεδομένα σας (Ατομικά Στοιχεία, Περιστατικά, Συνεδρίες κλπ).
2. Το κλειδί (USB HASP Dongle) της εφαρμογής.
3. Το καινούριο υπολογιστή με ελεύθερο χώρο (τουλάχιστον 2 GB) στο εσωτερικό σκληρό του δίσκο, με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP, 7, 8 ή 10 (εκδόσεις 32 Bit ή 64 Bit), 1 ελεύθερη θύρα USB 1 ή USB 2.
4. Κάποιο μέσο μεταφοράς δεδομένων (όπως π.χ. USB Flash Stick, εξωτερικός σκληρός δίσκος USB κλπ.) με επαρκή, αποθετικό χώρο για να χωρέσει ο φάκελος (iStation3.2GR001) που θέλετε να μεταφέρετε από το παλαιό υπολογιστή.

1^ο ΒΗΜΑ: Προετοιμασία

1. Στο παλαιό υπολογιστή, κάντε επανεκκίνηση και στη συνέχεια ΜΗΝ τρέξετε άλλες εφαρμογές (Ειδικά, η εφαρμογή iStation|PhysioWorks δεν επιτρέπεται να τρέχει την ώρα της αντιγραφής!!!!).
2. Εντοπίστε το φάκελο «iStation3.2GR001» που σε περιβάλλον Windows XP βρίσκεται συνήθως στη διαδρομή “C:\Program Files\iStation3.2GR001” ή σε περιβάλλον Windows 7,8,10 βρίσκεται συνήθως στη διαδρομή “C:\iStation3.2GR001”.
3. Διαπιστώστε το μέγεθος (σε MB ή GB) του φακέλου “iStation3.2GR001” κάνοντας δεξί κλικ επάνω του και επιλέγοντας «Ιδιότητες» ή “Properties”. Το μέσο μεταφοράς δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε (όπως π.χ. USB

Flash Stick, εξωτερικός σκληρός δίσκος USB κλπ.) πρέπει να έχει την ανάλογη χωρητικότητα!

4. Συνδέστε το μέσο μεταφοράς δεδομένων (όπως π.χ. USB Flash Stick, εξωτερικός σκληρός δίσκος USB κλπ.) στον παλαιό υπολογιστή και ανοίξτε το παράθυρό του για να εμφανιστούν τα περιεχόμενά του.
5. Επιλέξτε το φάκελο “iStation3.2GR001” και αντιγράψτε τον στο μέσο μεταφοράς δεδομένων (USB Flash Stick κλπ.).
6. Κάντε ασφαλή αφαίρεση του μέσου μεταφοράς δεδομένων (USB Flash Stick κλπ.) από το παλαιό υπολογιστή.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ διαγράψετε ακόμα το φάκελο “iStation3.2GR001” από το σκληρό δίσκο του παλαιού Η/Υ μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της εφαρμογής στο καινούριο υπολογιστή και η μεταφορά δεδομένων ήταν επιτυχής.

2^ο ΒΗΜΑ – Εγκατάσταση των Drivers

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ συνδέσετε ακόμα το κλειδί (USB HASP Dongle) της εφαρμογής iStation στον Η/Υ σας εάν δεν έχετε εγκαταστήσει πρώτα !

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού συνδέσετε το κλειδί (USB HASP Dongle) της εφαρμογής iStation στον Η/Υ σας, ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσετε τους κατάλληλους οδηγούς (Drivers) που θα βρείτε παρακάτω:

1. Κάντε εκκίνηση του καινούριου υπολογιστή και διαπιστώστε εάν η έκδοση του λειτουργικού συστήματος είναι 32 Bit ή 64 Bit. Εάν δεν γνωρίζετε το τρόπο, ανατρέξτε στο <https://support.microsoft.com/el-gr/help/827218/how-to-determine-whether-a-computer-is-running-a-32-bit-version-or-64> και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να εγκαταστήσουμε τους σωστούς drivers ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος.

Για Windows **32 Bit**, κατεβάστε τους drivers από την ιστοσελίδα https://www.anaptixis.com/support/iStation_drv32.zip

Για Windows **64 Bit**, κατεβάστε τους drivers από την ιστοσελίδα https://www.anaptixis.com/support/iStation_drv64.zip

2. Αποσυμπίεστε το αρχείο ZIP με τους drivers, τρέξτε το εικονίδιο “setupdrv.exe” (απαιτείται λογαριασμός χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή)

και κάντε «Αποδοχή/Ναι» σε όλα τα μηνύματα που θα σας εμφανίσουν τα Windows.

Συνδέστε τώρα το κλειδί (USB HASP Dongle) της εφαρμογής στον καινούριο Η/Υ, κάντε «Αποδοχή/Ναι» σε όλα τα μηνύματα που θα σας εμφανίσουν ενδεχομένως τα Windows και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία «Εγκατάστασης Νέου Υλικού» των Windows. Όταν ανάψει το φωτάκι στο κλειδί, τότε η εγκατάσταση του κλειδιού έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και τώρα μπορείτε να τρέξετε την εφαρμογή iStation.

3^ο ΒΗΜΑ – Αντιγραφή των δεδομένων στο καινούριο Η/Υ

1. Συνδέστε το μέσο μεταφοράς δεδομένων (USB Flash Stick κλπ. που τώρα περιέχει το φάκελο “iStation3.2GR001” από το παλιό Η/Υ.) και ανοίξτε το παράθυρό του για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του μέσου.
2. Αντιγράψτε το φάκελο “iStation3.2GR001” από το μέσο μεταφοράς προς το εσωτερικό δίσκο του καινούριου Η/Υ, στην διαδρομή “C:\iStation3.2GR001”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ μεταφέρετε το φάκελο “iStation3.2GR001” σε άλλο υποφάκελο όπως π.χ. «C:\Program Files\ iStation3.2GR001»!!!
3. Μετά την αντιγραφή, ανοίξτε το φάκελο “C:\iStation3.2GR001”, επιλέξτε το εικονίδιο iStation.EXE και δημιουργήστε μια συντόμευση του εικονιδίου στην επιφάνια εργασίας για να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση στην εφαρμογή “iStation|PhysioWorks”. Εάν δεν γνωρίζετε πώς, τότε ανατρέξτε στο <http://windows.microsoft.com/el-gr/windows/create-delete-shortcut#1TC=windows-7> και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.
4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο iStation.EXE (η την σχετική συντόμευση που δημιουργήσατε στην επιφάνια εργασίας) για να τρέξει η εφαρμογή.
5. **ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ:** Τη πρώτη φορά που θα ανοίξει το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να ορίσετε το όνομα χρήστη (User Name) όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες **τη λέξη “Admin”** και ΟΧΙ οποιοδήποτε άλλο όνομα!!
6. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 1.6 στον Οδηγό Χρήσης (στη διαδρομή “C:\iStation3.2GR001\ Οδηγός Χρήσης.pdf”) και προσαρμόστε τις «Σημαντικές Ρυθμίσεις» όπως περιγράφονται βήμα – βήμα.
7. Κάντε «έναν γύρο» μέσα στην νέα εγκατάσταση της εφαρμογής και κάντε εντατικό έλεγχο (σε Καταλόγους, σε Ατομικά Στοιχεία, στις Συνεδρίες, στα

Περισσότερα, στις Συναλλαγές, κλπ). Σιγουρευτείτε ότι με την διαδικασία μεταφοράς δεν έχουν αλλοιωθεί τα δεδομένα σας!

8. Τέλος, από την καρτέλα «Εργαλεία» δημιουργήστε ένα Αντίγραφο Ασφαλείας («Με έλεγχο»: ΝΑΙ, «Όλα τα δεδομένα»: ΝΑΙ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν στον προηγούμενο Η/Υ κάνατε χρήση «Συνοδευτικού Υλικού» με φακέλους ή/ και αρχεία που βρίσκονται έξω από το φάκελο iStation3.2GR001, τότε θα πρέπει να μεταφέρετε / αντιγράψετε και τα σχετικά αρχεία από τον παλαιό στον καινούριο Η/Υ για να μη χαθούν!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα γράμματα της εφαρμογής αντί για Ελληνικά εμφανίζονται σαν «κινέζικα» τότε φταίνε οι «Τοπικές Ρυθμίσεις (Γλώσσας)» των Windows. Από τον πίνακα ελέγχου των Windows, ανατρέξτε στις Τοπικές Ρυθμίσεις και στην αντίστοιχη θέση ορισμού γλώσσας για εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν χαρακτήρες Unicode επιλέξτε την Ελληνική Γλώσσα. Μετά κάντε επανεκκίνηση του Η/Υ. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, τότε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του λειτουργικού σας συστήματος ή συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του Η/Υ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω Email στη διεύθυνση infodesk@anaptixis.com